

THÉRAPIE LASER

La solution la plus polyvalente de votre équipe

Obtenez les meilleurs résultats pour votre patient grâce à un dosage et une administration adaptés !

La thérapie au laser Companion® est conçue pour vous fournir la bonne dose d'énergie laser pour chaque pathologie, chaque patient, à chaque fois.

Nos protocoles s'appuient sur des années de recherche clinique pour vous garantir la confiance, la cohérence et des résultats optimaux pour vos patients. Quatre caractéristiques essentielles permettent au CTS-DUO de faire évoluer votre norme de soins pour une multitude d'affections.



La technologie SmartCoat Plus permet des protocoles personnalisés qui optimisent les résultats en fonction de l'état unique de chaque patient.



Empower IQ fournit des paramètres de dosage étayés par la recherche pour une variété de types de patients et de conditions.



Des protocoles avancés spécifiques à l'espèce pour les canins, les félins, les équidés et les NAC garantissent à chaque patient un traitement spécialisé pour obtenir les meilleurs résultats.



L'applicateur pour tissus profonds permet des traitements efficaces pour chaque condition, en réduisant la perte d'énergie et en assurant que la quantité maximale de lumière atteignant le tissu cible.



Pour en savoir plus, contactez votre responsable de secteur Companion®.

Visitez le site companionanimalhealth.com pour plus d'informations sur notre **gamme complète de lasers, de thérapies régénératives et de diagnostics** sur site.

LASERS THÉRAPEUTIQUES CLASSE IV



Logiciel Suivi Patient	●	●	●
Protocole parfait	●	●	●
Technologie SmartCoat®	●	●	●
Protocoles spécifiques aux espèces	●	●	●
Protocoles de traitement améliorés	●		
Vidéos tutorielles intégrées	●	●	●
Fonctionnement sur batterie		●	●
Thérapie photothermique	●		
Garantie	4 ans	4 ans	3 ans
Poignée Empower	IQ Intelligente	IQ Intelligente	DS Standard
Têtes de traitement	5	4	4
Applicateur de tissu profond XL	●		
Programme Jump Start	●	●	
Chariot mobile	●	● <i>En option</i>	
Kit marketing Standard	●	●	●
Puissance	0.5 - 25 watts	0.5 - 15 watts	0.5 - 15 watts
Modes (continu ou pulsé)	●	●	●
Longueurs d'ondes : 980/810 nm	●	●	●
Poids	6,8 kg	4,1 kg	3,8 kg

✉ Enovis™ - DJO France S.A.S.
Centre Européen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre

☎ +33 (0)5 59 52 80 88

🌐 orders.companion@enovis.com

CompanionAnimalHealth.com

enovis™

Creating Better Together™



©Enovis™ - DJO France S.A.S. - MKGRSVET2 - Rev A - 03/2023 - Lire attentivement les notices avant utilisation.
Fabricant : Companion Animal Health. *Créer Mieux Ensemble